

نام دستگاه	یونیت صندلی
برند	پارس طب PARS TEB
مدل	L24
کشور سازنده	ایران
قدرت موتور	V 24
تابلت	4 شلنگ, تابلت چپ دست قابل سفارش به صورت آپشن
تابلت دستیار	دارد
نوع اتصال	اتصال به یونیت
جنس کراشوار	سرامیک
جنس بدنه	ABS فشرده
نوع تابلت	شلنگ از بالا, شلنگ از پایین, فینگرتاچ/الکترونیکی
اینسترومنت	2 سوراخ
تابوره	دارد
ساکشن	دارد
پوار آب و هوا	دارد
سینی ابزار	دارد
نگاتسکوپ	سفارش به صورت آپشن
زیرسری	دارد
قابلیت زیرسری	2 محوره, تنظیم برای کودکان
آب گرمکن	سفارش به صورت آپشن
سیستم کنترل عفونت	دارای سیستم برگشت بزاق
مخزن آب اضطراری	دارد
دستگیره صندلی	دارد
قفل بازو تابلت	دارد, پنوماتیک
پدال	دوزبانه
چراغ	LED
فشار آب ورودی	10 لیتر در دقیقه, 2-5 بار
فشار هوا	50 لیتر در دقیقه, 6-8 بار
استانداردها	ISO / اروپا CE
گارانتی	18 ماه وارانتی ( آسیب فیزیکی به دستگاه شامل وارانتی نمیباشد)
خدمات	10 سال خدمات پس از فروش