

# Euronda®

## Pro System

E8



- اتوکلاو کلاس B منطبق با EN 13060

- کاربری بسیار آسان

- دارای پنج سیکل کاری:

۱۲۱ درجه

۱۳۴ درجه

۱۳۴ درجه سریع

۱۳۴ درجه Prion

۱۳۴ درجه Prion سریع

- دارای سیکل های نوع S و N با دمای ۱۲۱ درجه و ۱۳۴ درجه محافظت شده با رمز عبور

- دارای سیکل های تست Helix، Bowie & Dick و Vacuum

- دارای نمایشگر لمسی به چند زبان

- دارای سنسور سختی سنج آب به منظور بررسی کیفیت آب و در نتیجه افزایش طول عمر

دستگاه و جلوگیری از وجود لکه بر روی ابزارآلات

- قابلیت بررسی و تمیز نمودن آسان مخزن های آب (Inspection System)

- وجود پرینتر ویژه به صورت Optional که قادر به چاپ لیبل چسبدار جهت الصاق روی

پک ها می باشد. از این قابلیت برای ردیابی و مستندسازی استفاده می گردد.

- قابلیت تعریف کاربران با سطوح دسترسی متفاوت

- وجود سیستم Wi-Fi به صورت Optional

- دارای کارت حافظه SD جهت ذخیره سازی و انتقال اطلاعات سیکل انجام شده به PC

- دارای سیستم پیشرفته خشک کننده جهت حذف بخار خروجی

- قابلیت آگاه سازی کاربر بمنظور نگهداری و سرویسهای دوره ای

- سیستم جداسازی هوا و آب به منظور بالا بردن عمر پمپ وکیوم

- دارای خشک کن قوی با قابلیت تنظیم زمان خشک کن

- کنترل دما و فشار توسط چند سنسور دقیق در قسمتهای مختلف دستگاه

- دارای مولد بخار مجزا که باعث کاهش زمان کار دستگاه می گردد و همچنین با توجه به

حجم وسایل بخار لازم را تولید می نماید که باعث مصرف بهینه آب و برق دستگاه می شود.

- امکان اتصال به آب شهری از طریق سیستم Aquafilter

حجم جمبر	۲۴ لیتر
وزن	۴۶ کیلوگرم
ابعاد	(عمق × ارتفاع × طول) ۴۱۰ × ۴۵۵ × ۶۱۰ میلی متر
توان مصرفی	۳۴۵۰ وات / ۲۳۰ ولت
نویز	۵۰ دسیبل
مصرف آب در هر سیکل	۳۰۰ میلی لیتر