

وڤراتور



Vibrator

QUALITY & ADVANCED TECHNOLOGY
PROVIDE FULL FACILITIES
AS YOU DESIRED



ویبراتور

دستگاهی است که به منظور یکنواخت سازی پودر مورد استفاده در دندانسازی و صنایع دیگر به کار می رود. این دستگاه شامل دو کلید، یکی جهت روشن و خاموش شدن و دیگری که شدت ویبره را کم و زیاد می کند. همچنین شامل یک عدد ترانس، برد الکتریکی و فیوز ۱۵ آمپر می باشد.



مشخصات



سیستم یکنواخت ارتعاش با طول عمر بالا
قابلیت تنظیم درجه ی ارتعاش
ابزار ایده آل برای ازبین بردن حباب گچ
قابلیت استفاده در صنایع دیگر
سبک، قابل حمل همراه با کاربری آسان

اطلاعات فنی

ابعاد: (عرض × طول × ارتفاع) ۱۵۲×۱۸۲×۲۷۱ (میلی متر)

وزن خالص: ۷ کیلوگرم

حداکثر توان مصرفی: ۱۰۰ وات

منبع تغذیه: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت AC - ۵۰/۶۰ هرتز

1

Year Warranty

QS



ISO 9001: 2008

QS



ISO 10002: 2004

QS CE

10

Years Supporting of Spare Parts

QS



ISO 10004: 2010

QS



Guarantee Award