

محدوده حرارتی وسیع

قابلیت تنظیم دما بین ۹۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد
داری ۵ برنامه قابل تنظیم برای سفارشی سازی دما



تنها انتهای تیپ گرم می شود

تنها انتهای تیپ گرم می شود، در نتیجه نیازی به استفاده از عایق های حرارتی نیست، قسمتی که استفاده ای از آن نیست شود، از درون عایق کاری شده در نتیجه خنک باقی می نماند، این سیستم هم به آسانی هر چه بیشتر بیمار گمک می کند و هم موجب صرف جویی در مصرف باتری می شود، کلاهک اینمی که در دستگاه تعبیه شده است، باعث اینمی هر چه بیشتر در هنگام تعویض تیپ می شود.



افزایش سریع دما تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد

افزایش سریع دما از آسیب های PDL جلوگیری می کند
قابلیت سفارشی سازی دما و زمان برای مواد آبجوریشن استفاده شده در دستگاه



ارگونومی بی نظیر

- امکان استفاده در ۳۶ درجه برای راحت ترین زاویه کاری
- امکان استفاده برای راست دست و چپ دست
- به راحتی در دست جای می گیرد
- وزن سیک



باتری فوق العاده قدرتمند

باتری لیتیوم یون با کارایی بالا که عمر آن را افزایش می دهد
۲ ساعت برای شارژ کامل | ۱۵ دقیقه با استفاده از توبو شارژ (در این حالت شارژ به ۳۰٪ می رسد)
۴ ساعت کار مداوم با درجه حرارت ۲۵۰ درجه سانتی گراد | ۵۰ مورد درمان تنها با یک نوبت شارژ



مشخصات

زمان گرم شدن	۲۰۰ درجه سانتی گراد
زمان خنک شدن	۲ ثانیه برای خنک شدن
زمان شارژ	۲ ساعت برای شارژ کامل
مدت زمان کاری	۴ ساعت استفاده مداوم با دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد



تیپ های موجود



تیپ مشکی -
40/0.25 - 1 Qty



Fine Medium -
50/0.05 - 1 Qty



Medium -
60/0.06 - 1 Qty

FAST FILL

تیپ فست فیل

تیپ های نقره ای قابل اتوکلاو برای استفاده های گوناگون
تیپ های نقره ای باعث حفظ دمای گوتاپرگا شده تا همواره جریان منظم و نرمی از
گوتاپرگا به درون کانال تزریق شود.
با قابلیت گردش در 360° درجه برای استفاده راحت تر
دارای نیدل های بلند



دارای موتور برقی

وجود موتور برقی باعث می شود تا همواره مقدار ثابتی از گوتاپرگا تزریق شود
از بوجود آمدن فضاهای خالی جلوگیری کرده و موجب آبچوریشن همگن می شود
از خستگی دست پیشگ جلوگیری کرده و موجب می شود آبچوریشن با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.



صفحه نمایش بزرگ

۳ برنامه قابل سفارشی سازی از T1 تا T۳
حدوده دما از 15° درجه تا 25° درجه
LOW - MEDIUM - HIGH
نمایشگر میزان گوتاپرگای باقی مانده

T1 200°C
GP 80%



طراحی ارگonomیک

هندیپس ارگونومیک که به راحتی در دست جای می گیرد
بوش باطن ساده و کارآمد برای تزریق گوتاپرگا
هنگامیکه که دستگاه آماده استفاده باشد نشانگر LED شروع به چشمک زدن می کند



باتری قدرتمند و کارآمد

باتری قدرتمند ۲۶۰۰ میلی آمپری
امکان اتصال مستقیم دستگاه به شارژر در زمانیکه شارژ دستگاه به صفر رسیده است

مشخصات

۶ ثانیه برای دمای 200°C	زمان گرم شدن
۴ ساعت برای شارژ کامل	زمان شارژ شدن



تیپ های Fast Fill



سایز ۲۳ - Large



سایز ۲۵ - Small