

نام دستگاه	رادیوگرافی
نوع دستگاه	DC, پایه دار
برند	دگوتزن / DE GOTZEN
مدل	X MIND UNITY DC
کشور سازنده	ایتالیا
ولتاژ تیوب	60 تا 70 کیلوولت
جریان تیوب	7 میلی آمپر
Focal spot نقطه کانونی	0.7 میلیمتر
فاصله نقطه کنونی تا لامپ	20 سانتیمتر
تولید کننده تیوب	توشیبا ژاپن
قابلیت کار با PSP,RVG	دارد
سایر ویژگی های تیوب	فیلتر آلومینیومی برای وضوح بیشتر
تایمر	دیجیتال با سیستم میکروپروسور پیشرفته
صفحه نمایش	LCD
سیستم عیب یابی	دارد
زمان اکسپوز	0.01 تا 2 ثانیه
بازو و پایه	3 شکن اورجینال
سایر ویژگی های تایمر	قابلیت اتصال دو تیوب بصورت همزمان
وزن	Kg 23
تغذیه و توان	850W, AC 220 V
استانداردها	CE, اروپا
گارانتی	1 سال
خدمات	10 سال خدمات پس از فروش

