

Europa B Evo



اتوکلاو Europa B Evo ، کلاس B

- دارای پمپ وکیوم بسیار قوی (Pre Vacuum by fractional method - Post Vacuum)
- استفاده از تکنولوژی Dual Head جهت افزایش عمر پمپ وکیوم
- طراحی بسیار زیبا و ارگونومیک
- دارای وکیوم جزء به جزء سه مرحله ای تا فشار ۰/۹ - بار
- دارای قفل درب جهت ایمنی بیشتر دستگاه (مکانیکی، الکترومگنتی و الکترونیکی)
- دارای شش سیکل کاری و سه سیکل تست: ۲ سیکل ۱۳۴ درجه (بدون پوشش و با پوشش)، ۲ سیکل ۱۲۱ درجه (بدون پوشش و با پوشش) ، سیکل Flash (سریع) ، سیکل Prion ، سیکلهای تست Helix، Bowie&Dick و Vacuum
- خشک کن کامل با استفاده از پمپ وکیوم و گرما برای وسایل با پوشش و بدون پوشش
- امکان آبیگری دستی، اتوماتیک و یا اتصال مستقیم به آب شهری از طریق سیستم دیونایزر
- مدل ۲۴ لیتری مناسب برای بیمارستانها و کلینیکها جهت استریل انواع اینسترومنت ها
- وجود پرینتر به منظور مستند سازی عمل استریلیزاسیون
- سیستم AutoTest جهت تست خودکار کلیه قسمت ها در هنگام کار دستگاه
- وجود دو سنسور اندازه گیری دما در داخل چمبر جهت افزایش دقت دستگاه
- قابلیت استفاده از دستگاه بدون حضور اپراتور حتی در ساعات شب
- قابلیت تخلیه خودکار آب مخزن کثیف
- دارای توان مصرفی بسیار کم

مشخصات فنی	Europa B Evo	Europa B Evo 24
طول	۵۱۰ میلیمتر	۵۱۰ میلیمتر
عمق	۵۹۰ میلیمتر	۷۳۰ میلیمتر
ارتفاع	۳۹۰ میلیمتر	۳۹۰ میلیمتر
وزن دستگاه	۵۴ کیلوگرم	۵۸ کیلوگرم
توان	۱/۶ کیلووات	۲ کیلووات
ولتاژ	۲۲۰ ولت	۲۲۰ ولت

