

## مشخصات فنی و مزیت های دستگاه ساکشن جراحی مدل های M55, Medisa T60

- ۱- دبی وکیوم تا 60 Lit/min
- ۲- قدرت وکیوم تا 90 K pa - در مجاورت سطح دریا و نویز کمتر از 40 db
- ۳- سرعت بالا در ایجاد خلا با استفاده از فناوری سیلندر و پیستون (Oil less جدید ترین فناوری روز دنیا)
- ۴- امکان تنظیم میزان وکیوم با دقت بسیار بالا و امکان تغییر مخزن بدون نیاز به وقفه در عملکرد و جا به جایی دستی
- ۵- مجهز به سیستم هوشمند و تمام اتوماتیک به منظور جلوگیری از ورود مایعات (Over flow)
- ۶- تنها دارنده ی نشان حفاظت دستگاه در برابر نفوذ مایعات IPX3
- ۷- قابلیت تغییر سیستم موتور از AC به DC در محل با تغییرات جزئی
- ۸- استفاده از ۴ چرخ قفل دار (آنتی استاتیک) روان و بدون لرزش جهت حرکت دستگاه
- ۹- دارای فیلتر آنتی باکتریال به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی ساخت شرکت مدیا طب تجهیز
- ۱۰- دارای سیستم مکانیکی پیشرفته مانع سرریز در ورودی مخازن
- ۱۱- دارای دو مخزن ۳۰۰۰ سی سی از جنس پلی کربنات نشکن با قابلیت اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه سانتی گراد
- ۱۲- دارای مخزن ۲۰۰ سی سی (محافظ سرریز) از جنس پلی کربنات نشکن با قابلیت اتوکلاو در دمای ۱۲۱ درجه
- ۱۳- قابلیت نصب کیسه های یکبار مصرف ساکشن در اندازه های مختلف به منظور جلوگیری از انتشار عفونت و حفظ سلامت پرسنل مراکز درمانی (در صورت درخواست)
- ۱۴- بدنه ی دستگاه ABS، مقاوم و ضد سایش با رنگ استاتیک
- ۱۵- ماژولار کردن قطعات داخلی دستگاه در جهت بهینه سازی خدمات پس از فروش و کاهش هزینه و زمان
- ۱۶- دارای نشان AP حقیقی
- ۱۷- انجام عملیات الکتروشمیای (Hard Anadize) بر روی قطعات الکتروپمپ به منظور افزایش طول عمر دستگاه
- ۱۸- دارای نشان و گواهی ISIRI4592, ISIRI3368-1 صادر شده از سوی اداره کل استاندارد
- ۱۹- دارای ISO13485:2016 , ISO 9001:20015
- ۲۰- دارای گواهی های IEC60601-1-1 و IEC60601-1-2

۲۱- دارای ۱۲ ماه گارانتی از تاریخ نصب و یا ۱۸ ماه از تاریخ فروش (هر کدام زودتر فرا رسد) و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

۲۲- طراحی پنل زیبا برای دستگاه و حذف طوق رگولاتور جهت تنظیم دقیق تر و سریعتر در امر خدمات پس از فروش

۲۳ - دارای ماژول آگزوز (صدا خفه کن) به صورت لانه شبکه ای به جهت کاهش قابل ملاحظه ی صدای دستگاه و جلوگیری از نفوذ مایع

۲۴ - مجهز به پدال به منظور سهولت کادر درمان در استفاده از دستگاه

۲۵ - طراحی بسیار زیبا و مقاوم سازی پایه H و ستون به منظور حفظ تعادل بیشتر

۲۶- طراحی منحصر به فرد قطعات داخلی به منظور کاهش هزینه های خدمات پس از فروش پس از دوران گارانتی

۲۷ - قابلیت نصب انواع باتل ها در مدل ها و سایز های مختلف (مدلا و سرس)

۲۸- دارا بودن تجهیزات به روز و قالب های جدید مطابق با استاندارد های روز دنیا

۲۹- طراحی و تولید، توسط نیروهای متخصص با سابقه ی بیش از ۵ سال در زمینه ی انواع ساکشن و لوازم مربوطه

۳۰- خدمات پس از فروش گسترده با نیرو های مجرب و متخصص با گواهی خدمات پس از فروش ثالث از اداره کل تجهیزات پزشکی در انواع مدل و برندهای مختلف ساکشن