



DENTAL CAMERA

ECO_T5



D E N T A L C A M E R A | ECO_T5



ECO

- DENTAL CAMERA
- DOWNLOAD APP
- TOUCH TO TURN ON
- CONNECT PRODUCT BY WIFI

D E N T A L C A M E R A | ECO_T5



دوربین داخل دهانی اکو ECO
مدل T5

ساخت چین

اتصال از طریق گوشی و تبلت های اندروید و اپل ISO بصورت وای فای نرم افزار Time Siso

دارای WIFI بدون سیم

دارای ۸ LED lights

تصویر ۲ مگاپیکسل

قابلیت ضبط عکس و فیلم

بهترین فوکوس: ۱-۰.۵ سانتی متر

نوع سنسور CMOS

سرعت انتقال تصویر: ۳۰ فریم بر ثانیه

قطر لنز: ۵.۸ میلیمتر

دمای کار: ۵۰-۱۰ درجه سانتی گراد

باتری: ۴۰۰ میلی آمپر

زمان شارژ ۱.۵ - ۲ ساعت

مصرف باتری ۱.۵ تا ۲ ساعت

وزن ۳۰ گرم

استاندارد شبکه IEEE 802.11b/g/n فرکانس 2.4Ghz

ولتاژ ۴.۷

ورودی 5V== 0.4A

توان ۵ وات

یک سال وارانتی (آسیب فیزیکی به دستگاه شامل وارانتی نمیشود)

| D E N T A L C A M E R A | ECO_T5

