



نام دستگاه	یونیت صندلی DENTAL CHAIR
برند	پارس طب PARS TEB
مدل	SU
کشور سازنده	ایران
قدرت موتور	۲۴ ۷
تابلت	۴ شلنگ، تابلت چپ دست امکان سفارش به صورت آپشن
تابلت دستیار	دارد
نوع اتصال	اتصال به زمین
جنس کراشوار	سرامیک
جنس بدنه	ABS فشرده
نوع تابلت	شلنگ از بالا
اینسترومنت	۲ سوراخ
تابوره	دارد
ساکشن	دارد، ساکشن آبی
پودر آب و هوا	دارد
سینی ابزار	دارد، سایز ۱
نگاتسکوپ	امکان سفارش به صورت آپشن
زیرسری	دارد
قابلیت زیرسری	قابل تنظیم در تمامی زوایا
آب گرمکن	امکان سفارش به صورت آپشن
سیستم کنترل عفونت	امکان ثبت سفارش به صورت آپشن
مخزن اضطراری	امکان ثبت سفارش به صورت آپشن
دستگیره صندلی	دارد
قفل بازو تابلت	دارد، پنوماتیک
پدال	دارای جوی استیک پدال، دارد، دوزبانه
چراغ	هالوزن
فشار آب ورودی	۱۰ لیتر در دقیقه، ۲-۵ بار
فشار هوا	۵۰ لیتر در دقیقه، ۸-۶ بار
استانداردها	CE اروپا، ISO
گارانتی	۱۲ ماه وارانتی (آسیب فیزیکی به دستگاه شامل وارانتی نمیباشد)
خدمات	۱۰ سال خدمات پس از فروش