

Endo Pace

جدیدترین موتور روتاری وایرلس



• ظریفترین و سبکترین موتور روتاری **وودپکر** (وزن هندپیس تنها 106 گرم)

• موتور براش لس (القایی)

• قابلیت اتصال همزمان به اپکس فایندر Woodpex V و قطع اتوماتیک با نزدیک شدن به انتهای کانال

• زاویه Reciprocal قابل تنظیم 10 درجه ای بین 20 تا 400 درجه

• کنترا آنگل بسیار کوچک (گیربکس 6:1) و سهولت استفاده در دندانهای عقب

• دارای 9 حافظه برای سهولت کار با تمامی فایل های روتاری

• سرعت قابل تنظیم بین 100 تا 1500 دور در دقیقه

• گشتاور قابل تنظیم بین 0.4 تا 4.2 نیوتن بر سانتی متر مربع

• دارای چهار Mode کاری:

Auto Apical Reverse/Stop

Auto Start/Auto Stop

Reciprocating (Fully adjustable angle)

ATR (Adaptive Torque Reverse)



قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

