

نام دستگاه	یونیت صندلی
برند	دنتوس DENTUS
مدل	EXTRA 3006 C+
کشور سازنده	ایران
قدرت موتور	24 V تابوان
تابلت	5 شلنگ
تابلت دستیار	دارد
نوع اتصال	اتصال به یونیت
جنس کراشوار	سرامیک
جنس بدنه	آلومینیوم
نوع تابلت	شلنگ از پایین
اینسترومنت	2 سوراخ
تابوره	دارد
ساکشن	دارد، ساکشن آبی، ساکشن دوم پنوماتیک Air jet، مجهز به سیستم Anti-reverse
پوار آب و هوا	دارد
سینی ابزار	دارد، سایز 1
نگاتسکوپ	امکان سفارش به صورت آپشن
زیرسری	دارد
قابلیت زیرسری	قابل تنظیم در تمامی زوایا
آب گرمکن	امکان سفارش بصورت آپشن
سیستم کنترل عفونت	امکان ثبت سفارش به صورت آپشن
مخزن آب اضطراری	امکان ثبت سفارش به صورت آپشن
دستگیره صندلی	دارد
قفل بازو تابلت	دارد
پدال	تک زبانه، دارد
چراغ	هالوزن
سایر امکانات	جدا ساز آمالگام و اجرام، سیستم اتوماتیک انتخاب اینسترومنتهای، سیستم مخزن آب استریل دو منظوره، صندلی فول اتوماتیک Comfort، فوت کنترلر تنظیم صندلی، کنترلرهای فیگرتاچ hygienic & disinfectable و ضدخش، مجهز به روکش سلفون کامل، ورکینگ پوزیشن اتوماتیک قابل تنظیم
فشار آب ورودی	10 لیتر در دقیقه، 2-5 بار
فشار هوا	50 لیتر در دقیقه، 6-8 بار
استانداردها	ISO / اروپا CE
گارانتی	1 سال گارانتی مطابق برگه قرارداد
خدمات	10 سال خدمات پس از فروش

