

## موتور الکترونیک 5 کاره Coxo مدل C-Puma Master

قابلیت های دستگاه:

تراش دندان و روکش با آنگل نوری دورقرمز 1:5 (همراه دستگاه)

اندو روتاری با آنگل 6:1 (همراه دستگاه)

جراحی با اضافه کردن هندپیس مستقیم

استفاده در امور لابراتواری

اتصال آنگل 1:1 جهت پالیش و برداشت پوسیدگی

قابلیت اتصال به یونیت بدون نیاز به تکنسین

قابلیت کنترل سرعت موتور با پدال یونیت (سنسور حساس به فشار هوا)

حداقل قدرت 15 برابر توربین

فایبراپتیک

دارای موتور براشلس با سرعت Rpm 200.000

حداکثر گشتاور : 5.1 نیوتون بر سانتی متر

دارای صفحه نمایشگر تمام لمسی و 480\*800 پیکسل

دارای دو عدد آنگل 1:5 نوری و 6:1 روتاری داخل پک دستگاه

قابلیت استفاده با انواع آنگل ها و هندپیس مستقیم

دارای 7 برنامه داخلی و قابلیت تنظیم پارامترها در هر برنامه به صورت جداگانه

سیستم آب از داخل

سیستم خنک کننده اتوماتیک میکروموتور

دارای قابلیت Auto-Reverse در حالت اندو

قابلیت کالیبراسون خودکار

قابلیت کار کردن با انواع فایل های روتاری

دارای Gear های مختلف با نسبت های افزایشده و کاهشده مختلف

قابلیت جداکردن و اتوکلاو میکروموتور

دارای دو سال گارانتی طلایی

آنگل ها دارای 6 ماه گارانتی