

لایت کیور دو کاره Coxo مدل DB686 Nano

دارای مد تشخیص پوسیدگی

دارای عینک مخصوص مد تشخیص پوسیدگی

دارای تستر شدت اشعه

دارای 4 عدد LED

طول موج گسترده 380 تا 520 نانومتر

شدت نور: 2000 mw/cm^2

عمق نفوذ تا 8mm و کیور تمام نقاط

محدوده تابش گسترده (10mm) برای پوشش کامل سطح درمان

دارای بدنه تمام فلزی و بادوام

بسیار سبک و ظریف (قطر 13.5 میلی متر)

وزن فقط 75 گرم

چرخش 360 درجه هد

دارای دو عدد باتری

دارای 3 عدد لایت گارد نسل جدید

طراحی لنز به خصوص و در نتیجه خروجی نور یکنواخت تر

فوکوس نور دقیق

قابلیت استفاده 200 بار از هر باتری در حالت 10 ثانیه

دارای 2 سال گارانتی طلایی

ده سال خدمات پس از فروش