

WATER DISTILLER

ECO_BEST



آب مقطر دارای کاربردهای زیادی است، یکی از کاربردهای آن در دندانپزشکی است. در فرایند استریل کردن توسط اتوکلاو لازم است که از آب مقطر استفاده شود. آب مقطر سبب افزایش طول عمر اتوکلاو می شود زیرا املاح و ناخالصی های موجود در آب می تواند سبب رسوب در قسمت هایی از اتوکلاو گردد و این امر موجب ایجاد آسیب به اینسترومنت ها شود

آب مقطر در واقع آب خالص است که توسط روش تقطیر ناخالصی های آن از جمله مواد معدنی و فلزات از آن جدا شده اند. تقطیر روشی است که در آن بخار حاصل از آن گرفته می شود. این بخار خالص بوده زیرا که ناخالصی همراه آن بخار نمی شود و در کف ظرف باقی می مانند. درجه حرارت اضافی و منطقه چگالش کاملا تقسیم می شود، به طوری که دمای داخل دیوار به خوبی حفظ می شود تا اتلاف گرما کاهش یابد به طور کامل در نظر گرفتن طراحی منطقه خنک کننده، تا حد زیادی کاهش دما و چگالش بهتر لایه عایق حرارتی داخل، را به همراه دارد، البته تقطیر در این روش با شرایط ویژه ای صورت می گیرد

| W A T E R D I S T I L L E R | ECO_NEW



| W A T E R D I S T I L L E R | ECO_NEW





مخزن دستگاه استیل ضدزنگ

جنس بدنه ABS فشرده

دو بار تقطیر

حجم مخزن ۴ لیتر

تولید آب مقطر یک لیتر در ساعت

امکان اتصال به آب شهری ندارد

میزان سختی آب ۲ PPM

ECO

- 4 L
- ABS
- 2.5 KG
- 40 * 26 CM

| W A T E R D I S T I L L E R | ECO_NEW

